



## Pulsierende, pneumatische Schröpftherapie (PST)

bei Arthrose, insbesondere der großen Gelenke (Knie, Hüfte und Schulter), muskulär-faszial bedingten Schmerzzuständen, Rückenschmerzen



Bei der PST werden **große, flexible Schröpfköpfe aus Silikon** verwendet, die z.B. bei der Anwendung am Knie, an der Schulter oder Hüfte über den Großteil des Gelenkes, am Rücken auf die schmerzhaften Areale aufgesetzt werden. Die Schröpfköpfe passen sich flexibel individuellen anatomischen Voraussetzungen an. Die wechselnde Intensität des **Unterdrucks** und die Frequenz der **Pulsation** werden individuell am PST-Gerät eingestellt.

Während die PST arbeitet, werden die **Gelenke** langsam und umfassend **mobilisiert**. Neben einer intensiven **Reiztherapie** der Haut, einer intensiven Förderung der **Durchblutung** und **Lymphdrainage** wird gleichzeitig eine effiziente **Faszientherapie** etabliert.

Die PST eignet sich hervorragend in Kombination mit der **Akupunktur**, dem **Magnetolith** und der **Liebscher-Bracht/FDM Therapie**.